



MORTEXER™

MORE Power, MORE Flexibility..., MORE Vortexer!

- † 일반 Vortex Mixer 용도에 독자적 multi head인 micro tube 8개 장착기능 추가
- † 즉각적 Vortex 회전을 위한 강력한 motor
- † 연속 또는 터치식 동작 기능
- † Q-drive 역동적 균형 시스템
- † 200~3400rpm까지 다양한 speed 조절
- † 다양한 종류의 부속품




Unique Multi-Head allows for standard vortexing Plus holds up to 8 microtubes


Optional Accessories



BV1000-FLAT



BV1000-COMBO



BV1000-15



BV1000-H150



BV1000-500

독특한 디자인의 Multi-Head™ 내 Cup head는 일반적인 교반 기능 외에도 8개의 micro centrifuge tube 장착 가능.

Drive system은 Q drive 기술을 이용해 균형을 유지, 부드러운 회전 동작을 제공, 소음과 과도한 진동을 최소화하여 더욱 소음이 작아졌고, 효율적이며, 오랜시간 가동가능.

향상된 속도로, 50ml tube 등 최대 크기의 시료도 3,400rpm의 속도로 순간 회전 가능.

이동방지 밀착 장치와 냉각실과 배양실의 호환성, 누수방지 전자조절장치 있음.

Technical Data

Speed range:	200 to 3400 rpm
Operating mode 및 Orbit:	Touch or continuous / 3mm
Operating temp. range:	+4 to +65℃
Dimension (wxdxh)cm:	13 x 16 x 17
Weight 및 Electrical:	3.8kg / 115V or 230V, 50/60Hz, 180W

Ordering Information

BV1005	Mortexer™ Vortex Mixer (기본사양)
BV1000-FLAT	7.6cm Flat head
BV1000-COMBO	Microplate 및 micro tube Combination head (38x1.5ml&28x0.5ml)
BV1000-H15	12 x 1.5ml, 수평형 rack
BV1000-H150	4 x 15ml, 수평형 rack
BV1000-H500	2 x 50ml, 수평형 rack